

Anti-Sdc2-Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P34741

Artikelnummer: CM0018860



Einführung

Anti-SDC2-Kaninchen-pAb, validiert für WB, IHC-P und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist Syndecan-2, ein Heparansulfat-Proteoglykan, das die Morphogenese dendritischer Verzweigungen und die Neurogenese reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SDC2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HSPG; CD362; HSPG1; SYND2; SDC2
Spezies	Mensch
Gen-ID	6383
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 19-144 des menschlichen SDC2 (NP_002989.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P34741
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Kühlakku