

Anti-Sdf4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brk5

Artikelnummer: CM0017692

Einführung

Anti-SDF4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes und murines SDF4, ein 45 kDa Calcium-bindendes Protein, das an Calcium-abhängigen ER-Aktivitäten beteiligt ist. Ideal für Stoffwechsel- und Golgi-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SDF4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Cab45; SDF-4; SDF4
Spezies	Human
GeneID (Human)	51150
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 37-200 von humanem SDF4 (NP_057260.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9BRK5
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eistasche