


Anti-Sdha Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Elisa - P31040

Artikelnummer: CM0002697



Einführung

Kaninchen-rekombinanter monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches SDHA gerichtet ist und für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA validiert wurde. Detektiert endogenes SDHA in menschlichen, murinen und Rattenproben. Geeignet für die Forschung am mitochondrialen Komplex II und Studien zur Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SDHA Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	FP; PGL5; SDH1; SDH2; SDHF; CMD1GG; MC2DN1; NDAXOA; SDHA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6389
Gen-ID	6389
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 550-650 von menschlichem SDHA (P31040) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31040
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Eisbeutel