


Anti-Sdha-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31040

Artikelnummer: CM0025912



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SDHA (Succinat-Dehydrogenase-Komplex-Flavoprotein-Untereinheit). Bestätigt für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen, das die C-terminale Region abdeckt. Ideal für die Erforschung der mitochondrialen Funktion, von Stoffwechselerkrankungen und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SDHA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FP; PGL5; SDH1; SDH2; SDHF; CMD1GG; MC2DN1; NDAXOA; SDHA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	6389
Gen-ID	6389
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 385-664 von humanem SDHA (NP_004159.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31040
Protein-Gewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel