


Anti-Sdhaf2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nx18

Artikelnummer: CM0022905



Einführung

SDHAF2 Kaninchen pAb für Western Blot und ELISA, gerichtet gegen humanes SDHAF2 (mitochondrialer Succinat-Dehydrogenase-Assemblierungsfaktor 2). Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Forschung zu mitochondrialem Stoffwechsel und TCA-Zyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SDHAF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	PGL2; SDH5; hSDH5; C11orf79; SDHAF2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	54949
GeneID	54949
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-166 von humanem SDHAF2 (NP_060311.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NX18
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eispackung