


## Anti-Sdhb-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P21912

Artikelnummer: CM0006542



### Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SDHB. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt endogenes SDHB in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des mitochondrialen Komplexes II und von Krebserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SDHB-Kaninchen-mAb                                                                                           |
| Anmerkungen/Alias | CWS2; IP; PGL4; SDH; SDH1; SDH2; SDHIP; Eisen-Schwefel-Untereinheit B des Succinatdehydrogenase-Komplexes    |
| Spezies           | Mensch                                                                                                       |
| Gen-ID (Mensch)   | 6390                                                                                                         |
| Gen-ID            | 6390                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-280 des humanen SDHB (P21912) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                       |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                          |
| SWISS             | P21912                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 31 kDa                                                                                                       |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                     |