


Anti-Sdhb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P21912

Artikelnummer: CM0014449



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SDHB (Succinat-Dehydrogenase Eisen-Schwefel-Untereinheit). Validiert für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz/Immunzytochemie (IF/ICC) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus- und Ratten-SDHB. Ideal für die Forschung am mitochondrialen Komplex II, Studien zur oxidativen Phosphorylierung und Untersuchungen zu Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SDHB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IP; SDH; CWS2; PGL4; SDH1; SDH2; SDHIP; MC2DN4; SDHB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6390
Gen-ID	6390
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-280 von humanem SDHB (NP_002991.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21912
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel