


Anti-Sdhc-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99643

Artikelnummer: CM0007368



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SDHC (CYBL, SDH3), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des mitochondrialen Komplexes II.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SDHC-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Aliase	CYBL; PGL3; QPS1; SDH3; CYB560; SDHC
Art	Mensch
Gen-ID	6391
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen SDHC (NP_002992.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99643
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Kühlakku