


Anti-Sdhd Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - O14521

Artikelnummer: CM0023923



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen SDHD (Succinat-Dehydrogenase-Untereinheit D) für Western Blot und ELISA Anwendungen. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte, ideal für Forschung an mitochondrialem Komplex II.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SDHD Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliae	PGL; CBT1; CWS3; PGL1; QPs3; SDH4; cyb5; CII-4; MC2DN3; SDHD
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6392
Gen-ID	6392
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem SDHD (NP_002993.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14521
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel