

Anti-SDpr/Cavin-2 Kaninchen-Polymab® Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O95810

Artikelnummer: CM0004617

Einführung

Das SDPR/Cavin-2 Kaninchen-PolymAb® erkennt menschliches und murines Cavin-2 (SWISS: O95810) in WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Dieses Höhlen-assoziierte Protein ist entscheidend für die Membrankrümmung und die Höhlenbiogenese. Ideal für die IVD-Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SDPR/Cavin-2 Kaninchen-PolymAb®
Bemerkungen/Alias	SDR; SDPR; PS-p68; cavin-2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8436
GenID	8436
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 326-425 von menschlichem SDPR/Cavin-2 (NP_004648.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O95810
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel