

Anti-Sdsl Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Ga7

Artikelnummer: CM0015935



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Anti-SDSL-Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Richtet sich gegen das humane Serin-Dehydratase-ähnliche Protein (SWISS Q96GA7), kreuzreagiert mit Maus und eignet sich für Lungenkrebs- und Stoffwechselstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SDSL-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TDH; cSDH; SDH 2; SDS-RS1; SDSL
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	113675
GeneID	113675
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-137 des humanen SDSL entspricht (NP_612441.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q96GA7
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Kühlakku