

Anti-Sec11A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P67812

Artikelnummer: CM0016755



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes SEC11A, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Spaltung von Signalpeptiden im endoplasmatischen Retikulum.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEC11A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SPC18, SPCS4A, SEC11L1, sid2895, 1810012E07Rik, SEC11A
Spezies	Human
GenID (Human)	23478
GenID	23478
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 37-145 von humanem SEC11A (NP_055115.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P67812
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel