


Anti-Sec13 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P55735

Artikelnummer: CM0014241



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes SEC13, validiert für WB, IHC, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von NPC, COPII und mTORC1-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SEC13 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	SEC13R; npp-20; SEC13L1; D3S1231E; SEC13
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6396
GenID	6396
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-322 des humanen SEC13 (NP_899195.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55735
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel