


Anti-Sec14L2 Polyclonale Antikörper Für Ihc-P, Elisa - O76054

Artikelnummer: CM0020697



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen SEC14L2 (TAP/SPF), validiert für IHC-P und ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Für die Untersuchung von Alpha-Tocopherol/Squalen-Transport, Cholesterinbiosynthese und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEC14L2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SEC14L2; C22orf6; SPF; TAP; TAP1; SEC14-ähnliches Protein 2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23541
Gen-ID	23541
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-275 von humanem SEC14L2 entspricht (NP_203740.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O76054
Proteingewicht	36 kDa/44 kDa/46 kDa
Versand	Eisbeutel