


Anti-Sec14L2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O76054

Artikelnummer: CM0016027



Einführung

Anti-SEC14L2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem, Ratten-SEC14L2 (46 kDa), einem Lipidträger/Transkriptionsaktivator assoziiert mit Tocopherol und Cholesterin.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEC14L2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	SPF; TAP; TAP1; C22orf6; SEC14L2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23541
GenID	23541
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 60-270 des humanen SEC14L2 (NP_001191133.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O76054
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel