


Anti-Sec23A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15436

Artikelnummer: CM0016749



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Sec23A, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit murinem und Ratten-Sec23A. Geeignet für Untersuchungen zum COPII-Vesikeltransport und zum ER-Golgi-Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Sec23A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CLSD; hSec23A; Sec23A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10484
Gen-ID	10484
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-150 des humanen Sec23A entspricht (NP_006355.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15436
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Kühlakku