

Anti-Sec23A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15436

Artikelnummer: CM0005761



Einführung

Hochwertiger Anti-Sec23A Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches Sec23A, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zum COPII-Vesikeltransport und ER-Golgi-Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Sec23A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CLSD; hSec23A; Sec23A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10484
GeneID	10484
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-400 von humanem Sec23A (Q15436) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15436
Protein-Gewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel