

Anti-Sec23B-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15437

Artikelnummer: CM0017260

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Sec23B, ein COPII-Mantelprotein, das für den Transport vom ER zum Golgi-Apparat essenziell ist. Geeignet für die Anwendungen WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 86 kDa. Ideal für Studien zur Sekretion und zum Membrantransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Sec23B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CWS7; CDAlI; CDAN2; CDA-II; HEMPAS; hSec23B; Sec23B
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10483
GeneID	10483
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 des humanen Sec23B (NP_006354.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15437
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Kühlpack