

Anti-Sec23Ip Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6Y8

Artikelnummer: CM0015144

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen SEC23IP (p125), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte; zielt auf das SEC23-interagierende Protein ab, das an der Organisation von ER-Austrittsstellen und der COPII-Vesikelbildung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEC23IP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	P125; P125A; iPLA1A; MSTP053; iPLA1beta; SEC23IP
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11196
Gen-ID	11196
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 600-940 des menschlichen SEC23IP (NP_009121.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6Y8
Proteinmasse	111 kDa
Versand	Eisbeutel