


Anti-Sec24C-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P53992

Artikelnummer: CM0015113



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SEC24C, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Ziel ist das COPII-Vesikel-Frachtselektionsprotein, das für den Transport vom ER zum Golgi-Apparat essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEC24C-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	SEC24C
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9632
Gen-ID	9632
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 915-1094 des humanen SEC24C (NP_004913.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P53992
Proteingewicht	118 kDa
Versand	Icebag