


Anti-Sec24D Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 094855

Artikelnummer: CM0005948



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen SEC24D, ein COPII-Vesikelhüllenprotein, das für den ER-zu-Golgi-Transport essentiell ist. Validiert für WB, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEC24D Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CLCRP2; SEC24D
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	9871
GeneID	9871
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem SEC24D (NP_001304995.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94855
Protein-Gewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel