


Anti-Sec24D Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O94855

Artikelnummer: CM0020083



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes SEC24D, validiert für WB, IF/ICC, ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus, Ratte. Geeignet für die Erforschung des COPII-Vesikeltransports und der ER-Golgi-Frachtauswahl.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEC24D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CLCRP2; SEC24D
Spezies	Mensch
Gen-ID	9871
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 830-1000 des humanen SEC24D (NP_001304995.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94855
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Eisbeutel