

Anti-Sec61A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H9S3

Artikelnummer: CM0003283

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Sec61A (Q9H9S3) gerichtet ist, für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Unverzichtbares Werkzeug zur Untersuchung des Proteintransports über das endoplasmatische Retikulum.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Sec61A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Sec61 alpha-2; SEC61A2; Sec61A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55176
GenID	55176
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von menschlichem Sec61A (Q9H9S3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H9S3
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel