


Anti-Sec61A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P61619

Artikelnummer: CM0017967



Einführung

SEC61A1 Kaninchen pAb, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes SEC61A1, wichtig für ER-Proteintranslokation und Nephrogenese, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEC61A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HNFJ4; SEC61; ADTKD5; HSEC61; SEC61A; SEC61A1
Spezies	Human
GeneID (Human)	29927
GeneID	29927
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 310-420 von humanem SEC61A1 (NP_037468.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P61619
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel