


Anti-Sec61B Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P60468

Artikelnummer: CM0022067



Einführung

Hochwertiges kaninchen polyklonales Antikörper gegen humanes SEC61B, geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt SEC61B von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von ER-Proteintranslokation und Membraninsertion, garantiert zuverlässige Leistung für Ihre Forschung zum Proteintransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEC61B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SEC61B; Sec61 Translokation Beta-Untereinheit
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10952
Gen-ID	10952
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-96 von humanem SEC61B (NP_006799.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60468
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Eisbeutel