


Anti-Sec62 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99442

Artikelnummer: CM0019660



Einführung

Hochwertiger SEC62 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung von ER-Translokation und Proteintransportmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SEC62 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HTP1; TP-1; Dtrp1; TLOC1; SEC62
Spezies	Human
GeneID	7095
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz der Aminosäuren 258-399 von humanem SEC62 entspricht (NP_003253.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99442
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel