


Anti-Sec62 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99442

Artikelnummer: CM0006896



Einführung

SEC62 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Targetiert das humane, murine und Ratten-Translokationsprotein SEC62 (~46 kDa). Ideal für Forschung zum ER-Proteintransport. UniProt Q99442.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEC62 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliaße	HTP1; TP-1; Dtrp1; TLOC1; SEC62
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7095
Gen-ID	7095
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 214-314 des menschlichen SEC62 (NP_003253.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99442
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel