


Anti-Secisbp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96T21

Artikelnummer: CM0027654



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SECISBP2 (SBP2), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Unverzichtbar für die Forschung zur Selenoproteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SECISBP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	SBP2; THMA1; SECISBP2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	79048
GenID	79048
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 585-854 des humanen SECISBP2 (NP_076982.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96T21
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel