


Anti-Sel1L Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubv2

Artikelnummer: CM0005833



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches SEL1L, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf ERAD und Notch-Signalgebung ab, ideal für die Pankreasforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEL1L Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Hrd3; SEL1L1; PRO1063; SEL1-ÄHNLICH
Spezies	Mensch
Gen-ID	6400
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 251-350 von menschlichem SEL1L (NP_005056.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBV2
Proteinmasse	89 kDa
Versand	Eisbeutel