


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Sel1L-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubv2

Artikelnummer: CM0016338



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SEL1L für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Untersuchungen zur Qualitätskontrolle des ER und zur Notch-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEL1L-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	Hrd3; SEL1L1; PRO1063; SEL1-LIKE; SEL1L
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6400
Gen-ID	6400
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-190 des humanen SEL1L (NP_005056.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBV2
Proteingewicht	89 kDa
Versand	Kühlbeutel