


## Anti-Sele Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P16581

Artikelnummer: CM0018918



### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SELE (E-Selektin), validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Leukozytenadhäsion und Endothelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SELE Rabbit pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | ELAM; ESEL; CD62E; ELAM1; LECAM2; selectin-e; SELE                                                                    |
| Spezies           | Human                                                                                                                 |
| Gen-ID            | 6401                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-230 von humanem SELE (NP_000441.2) entspricht. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                    |
| SWISS             | P16581                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 67kDa                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                             |