

Anti-Selenom Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Wwx9

Artikelnummer: CM0019881

Einführung

SELENOM Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines SELENOM, ein 16kDa Selenoprotein, das an der Disulfidbrückenbildung im Zytoplasma, ER und Golgi beteiligt ist. Für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SELENOM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SELM; SEPM; SELENOM
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	140606
GeneID	140606
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 50-130 von humanem SELENOM (NP_536355.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8WWX9
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel