

Anti-Selenop/Selenoprotein P Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P49908

Artikelnummer: CM0019024

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches SELENOP (Selenoprotein P), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Selentransport und antioxidativer Abwehr. Zielt auf das 43 kDa sezernierte Glykoprotein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SELENOP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SeP; SELP; SEPP; SEPP1; SELENOP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6414
Gen-ID	6414
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49908
Proteingewicht	43 KDa
Versand	Eisbeutel