

Anti-Sema3B Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13214

Artikelnummer: CM0030357

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper, die menschliches SEMA3B zielen, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches und Maus-Semaphorin-3B, ein sezerniertes Axonleit-Signal. Ideal für Studien zur neuronalen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEMA3B Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	SemaA; SEMA5; SEMAA; semaV; LUCA-1; SEMA3B
Art	Mensch
GenID (Mensch)	7869
GenID	7869
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 569-748 von menschlichem SEMA3B enthält (NP_001005914.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13214
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Eisbeutel