

Anti-Sema3C Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99985

Artikelnummer: CM0015556

Einführung

SEMA3C Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und Maus Semaphorin-3C, einen Schlüsselregulator der kardiovaskulären und neuronalen Entwicklung. Geeignet für entwicklungsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEMA3C Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	SemE; SEMAE; SEMA3C
Spezies	Mensch
GenID	10512
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-330 von humanem SEMA3C (NP_006370.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99985
Proteinmasse	85 kDa
Versand	Eisbeutel