

Anti-Sema4A (Semaphorin-4A) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3S1

Artikelnummer: CM0021093

Einführung

SEMA4A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der Semaphorin-Signalgebung in der Neurobiologie und Immunregulationsforschung sowie für die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEMA4A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RP35; SEMB; SEMAB; CORD10; SEMA4A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	64218
GeneID	64218
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, welche die Aminosäuren 320-580 des humanen SEMA4A (NP_071762.2) umfasst
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H3S1
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eistasche