

Anti-Sema4C-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9C0C4

Artikelnummer: CM0025340



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches und murines SEMA4C (Semaphorin-4C) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. SEMA4C ist ein PLXNB2-Rezeptor, der an der Axonführung und Zellsignalisierung beteiligt ist. Ideal für die Neurowissenschaften und die Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEMA4C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SEMAF; SEMAI; SEMACL1; M-SEMA-F; SEMA4C
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54910
Gen-ID	54910
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz entspricht, die die Aminosäuren 749-833 von menschlichem SEMA4C (NP_060259.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9C0C4
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel