

Anti-Sema4F Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95754

Artikelnummer: CM0015065

Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes SEMA4F, geeignet für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt Orthologe von Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Neurogenese und Zellwanderung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEMA4F Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	S4F; SEMAM; SEMAW; M-SEMA; PRO2353; m-Sema-M; SEMA4F
Spezies	Mensch
Gen-ID	10505 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 280-420 von humanem SEMA4F (NP_004254.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95754
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Eisbeutel