


Anti-Sema7A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075326

Artikelnummer: CM0015960



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SEMA7A (Semaphorin-7A, CD108), validiert für WB und ELISA. SEMA7A reguliert die Integrin-Signalübertragung, Immunantworten und die Axonführung. Ideal für die Entzündungs- und Neurobiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEMA7A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	JMH, CD108, SEMAL, CDw108, PFIC11, SEMAK1, H-Sema-L, H-SEMA-K1, SEMA7A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8482
Gen-ID	8482
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 45-280 von humanem SEMA7A (NP_003603.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	075326
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Eisbeutel