

Anti-Semaphorin 3A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14563

Artikelnummer: CM0006483

Einführung

Hochwertiger Semaphorin 3A (SEMA3A) Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Rattenprotein. Rekombinantes Immunogen aus der C-terminalen Region. Ideal für die neurobiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Semaphorin 3A Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	HH16; SemD; COLL1; SEMA1; SEMAD; SEMAL; coll-1; Hsema-I; SEMAIII; Hsema-III; Semaphorin 3A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10371
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 582-771 des menschlichen Semaphorin 3A (NP_006071.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14563
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eistüte