

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Semaphorin 3A Für Wb, Elisa - Q14563

Artikelnummer: CM0016808

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Semaphorin 3A für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen zur Führung neuronaler Wachstumskegel und zur Entwicklung des olfaktorischen Systems.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Semaphorin 3A Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HH16; SemD; COLL1; SEMA1; SEMAD; SEMAL; coll-1; Hsema-I; SEMAIII; Hsema-III; Semaphorin 3A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10371
Gen-ID	10371
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 des humanen Semaphorins 3A (NP_006071.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q14563
Proteingewicht	89 kDa
Versand	Kühlakku