


Anti-Semaphorin-4D/Cd100 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc, Elisa - Q92854

Artikelnummer: CM0007583



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-Monoklonaler Antikörper gegen menschliches Semaphorin-4D/CD100. Validiert für IF/ICC, FC, ELISA. Zielt auf einen 82/96 kDa großen Zelloberflächenrezeptor ab, der an der Neurogenese und Immunantwort beteiligt ist. Ideal für neurowissenschaftliche und immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Semaphorin-4D/CD100 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMA; coll-4; Semaphorin-4D; Semaphorin-4D/CD100
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10507
GenID	10507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-734 von menschlichem Semaphorin-4D/CD100 (NP_006369.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92854
Proteingewicht	82 kDa/96 kDa
Versand	Eisbeutel