

Anti-Semg1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04279

Artikelnummer: CM0020786



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Semenogelin-1 (SEMG1), geeignet für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanen Spezies; das Immunogen umfasst die Aminosäuren 312-462. Wichtig für die Reproduktionsbiologie und Fruchtbarkeitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEMG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SEMG1; CT103; SEMG; SGI; dj172H20.2; Semenogelin-1
Spezies	Human
GeneID	6406
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 312-462 von humanem SEMG1 (NP_002998.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P04279
Proteingewicht	45kDa/52kDa
Versand	Eistasche