

Anti-Semg1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04279

Artikelnummer: CM0025373



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen menschliches Semenogelin-1 (SEM1), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung in der Reproduktionsbiologie und Spermaanalyse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SGL; SEMG; CT103; dJ172H20.2; SEMG1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6406
GenID	6406
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-310 von menschlichem SEMG1 (NP_002998.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04279
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel