

Anti-Semg2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q02383

Artikelnummer: CM0016381

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Semenogelin-2 (SEMG2) für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines SEMG2. Ideal für Studien zur Reproduktionsbiologie und Samenkoagulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	SEMG2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SGII; SEMG2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6407
Gen-ID	6407
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 383-582 von menschlichem SEMG2 (NP_002999.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q02383
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel