


Anti-Senp1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9P0U3

Artikelnummer: CM0007943



Einführung

Anti-SEN1-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt die humane sentrin-spezifische Protease 1 (SuPr-2, SENP1), eine 73-kDa-Hydrolase des SUMO-Signalwegs, die für die DeSUMOylierung von Proteinen entscheidend ist. Geeignet zur Untersuchung der Transkriptionsregulation und RNA-Methylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEN1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	SuPr-2; SEN1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29843
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 400-501 des humanen SEN1 (Q9P0U3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9P0U3
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Kühlakku