


Anti-Senp1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P0U3

Artikelnummer: CM0014745



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die menschliche sentrin-spezifische Protease 1 (SEN1). Validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen zur SUMOylierung und zur Erforschung von deSUMOylierenden Enzymen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEN1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SuPr-2; SEN1
Art	Mensch
GeneID	29843 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuresequenz 220-420 von humanem SEN1 entsprechende Sequenz enthält (NP_001254523.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P0U3
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Kühlakku