


Anti-Senp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc62

Artikelnummer: CM0023469



Einführung

Validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SENP2 für Western Blot, IHC Paraffin und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für SUMO-Signalweg, Wnt-Signalisierung und Adipogenese-Forschung. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SENP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AXAM2, SMT3IP2, SENP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	59343
Gen-ID	59343
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 366-589 von humanem SENP2 (NP_067640.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HC62
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel