

Anti-Sepn1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nzv5

Artikelnummer: CM0013548

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen SEPN1 (Selenoprotein N) für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem und murinem Protein. Ideal für Studien zu oxidativem Stress, Calciumhomöostase und Muskelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEPN1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	RSS; CFTD; SELN; CMYP3; MDRS1; RSMD1; SEPN1
Spezies	Mensch
Gen-ID	57190
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 341-590 des menschlichen SEPN1 (NP_065184.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NZV5
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Eispackung