

Anti-Sepsecs Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hd40

Artikelnummer: CM0028202



Einführung

SEPSECS Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA; erkennt menschliches, murines und rattiges SEPSECS, eine für die Selenoprotein-Biosynthese essentielle Selenocystein-Synthase und ein bekanntes Autoantigen bei Lebererkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SEPSECS Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LP; SLA; SecS; PCH2D; SLA/LP; SLA-p35; SEPSECS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51091
GenID	51091
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 222-501 von menschlichem SEPSECS (NP_058651.3) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HD40
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel